

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 11001

Pufferlösungen im 30 ml Siegelrandbeutel, pH 10,01 (blau) (+/- 0,02/25 °C)

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Dichte	1,01 - 1,02 g/ml
Na ₂ CO ₃ - NaHCO ₃	
pH (25 °C)	9,99 - 10,03
pH (5 °C)	10,24
pH (10 °C)	10,18
pH (15 °C)	10,12
pH (20 °C)	10,06
pH (25 °C)	10,01
pH (30 °C)	9,97
pH (30 °C)	9,92
pH (40 °C)	9,89
pH (40 °C)	9,85
pH (50 °C)	9,82