

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 1103

**Pufferlösung pH 4,00 gefärbt (rot)**  
**pH 4,00 (±0,01/25 °C)**  
**rückführbar auf SRM von NIST**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

Parameter	Wert
C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> KO <sub>4</sub>	
Aussehen	rote Flüssigkeit
pH (25 °C) 3,99 – 4,01	entspricht
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte (20 °C)	1 g/ml