

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr.: 1117

Pufferlösung pH 7,00 ($\pm 0,02/20$ °C)
Rückföhrbar auf SRM von NIST (SRM 186lg, 186llg, 187e)

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,01 g/ml
<hr/>	
$\text{KH}_2\text{PO}_4\text{-Na}_2\text{HPO}_4$	
0 °C	pH 7,13
10 °C	pH 7,05
20 °C	pH 7,00
25 °C	pH 6,99
30 °C	pH 6,98
40 °C	pH 6,97
50 °C	pH 6,96
60 °C	pH 6,96
70 °C	pH 6,97
80 °C	pH 6,98
90 °C	pH 7,00

Diese Analyse wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.