

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1120

Pufferlösung pH 10,00 (pH 10,00 (±0,02/20 °C))
rückführbar auf SRM von NIST

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Dichte	1,01 g/ml
H ₃ BO ₃ -KCl-NaOH	
pH (0 °C)	10,24
pH (10 °C)	10,10
pH (20 °C)	10,00
pH (25 °C)	9,95
pH (30 °C)	9,90
pH (40 °C)	9,82
pH (50 °C)	9,75
pH (60 °C)	9,68
pH (70 °C)	9,62
pH (80 °C)	9,55
pH (90 °C)	9,49