

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1121

Pufferlösung pH 11,00 (pH 11,00 (±0,02/20 °C))
rückführbar auf SRM von NIST

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Dichte	1,01 g/ml
H ₃ BO ₃ -KCl-NaOH	
pH (0 °C)	11,45
pH (10 °C)	11,20
pH (20 °C)	11,00
pH (25 °C)	10,90
pH (30 °C)	10,81
pH (40 °C)	10,64
pH (50 °C)	10,48
pH (60 °C)	10,33
pH (70 °C)	10,19
pH (80 °C)	10,06
pH (90 °C)	9,93