

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1125

Pufferlösung pH 4,005 (pH 4,005 ($\pm 0,010/25$ °C) gem. DIN 19266)

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte	1,01 g/ml
Rückführbar auf NIST	
Kaliumhydrogenphthalat 50 mmol/l, zugesetzte Germicide max. 0,01 %	
pH (0 °C)	4,000
pH (5 °C)	3,998
pH (10 °C)	3,997
pH (15 °C)	3,998
pH (20 °C)	4,001
pH (25 °C)	4,005
pH (30 °C)	4,011