

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1126

Pufferlösung pH 6,881 (pH 6,881 ($\pm 0,010/20$ °C) NIST value)

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Rückführbar auf NIST	
Kaliumdihydrogenphosphat 25 mmol/l, di-Natriumhydrogenphosphat 26 mmol/l, zugesetzte Germicide max. 0,01 %	
pH (0 °C)	6,984
pH (5 °C)	6,951
pH (10 °C)	6,923
pH (15 °C)	6,900
pH (20 °C)	6,881
pH (25 °C)	6,865
pH (30 °C)	6,853