

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1127

Pufferlösung pH 7,00 gefärbt (grün)
pH 7,00 ($\pm 0,02/20$ °C)
standardisiert gegen NIST Referenz Material

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	grünliche Flüssigkeit
pH	7,00
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,01 g/ml
<hr/>	
$\text{KH}_2\text{PO}_4\text{-Na}_2\text{HPO}_4\text{-NaN}_3$	
pH (19–21 °C)	6,98–7,02