

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1137

**Pufferlösung pH 7,00 gefärbt (gelb) (pH 7,00 (±0,01/20 °C))**  
standardisiert gegen NIST Referenzmaterial

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Gelbe Flüssigkeit
Dichte	1,01 g/ml
Kaliumdihydrogenphosphat - di-Natriumhydrogenphosphat	
pH (10 °C)	7,04
pH (15 °C)	7,02
pH (20 °C)	7,00
pH (25 °C)	6,98
pH (30 °C)	6,97
pH (40 °C)	6,95
pH (50 °C)	6,95