

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1143

Pufferlösung pH 10,00 gefärbt (blau)
pH 10,00 ($\pm 0,01/25\text{ °C}$)
rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	blaue Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Na ₂ B ₄ O ₇ - NaOH	
pH (25 °C)	9,99 – 10,01