

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1156

ortho-Phosphorsäure z. A., Ph. Eur.
min. 84,0 %H₃PO₄

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Value
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	1,68 g/ml
Molare Masse	98 g/mol
Identität A Stark saure Lösung	entspricht
Identität B	entspricht
Ausfällung durch Ammoniak	entspricht EP, BP
Hypophosphor-und Phosphorsäure	entspricht EP, BP
Arsen (As)	max. 0,0002 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Eisen (Fe)	max. 0,005 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,01 %