

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 1157

2-Propanol rein  
min. 99,0 %  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-89 °C
Siedepunkt	82 °C
Dichte	0,78 g/ml
Mol.-Gewicht	60,10 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,002 %
Wasser	max. 0,1 %