

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 1160**

**Paraffinöl dickflüssig, Ph. Eur., für die Histologie**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

Parameter	Wert
Aussehen	farblose, viskose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,827–0,890 g/ml
Viskosität (dynamisch, 20 °C)	110–230 mPa*s
Sauer oder alkalisch reagierende Substanzen	entspricht
Aromatische, polycyclische Kohlenwasserstoffe	entspricht
Verhalten gegen H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	entspricht
Feste Paraffine	entspricht