

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 1161

Technische Pufferlösung pH 2,00 gefärbt (rot)  
pH 2,00 ( $\pm 0,02/25$  °C), rückföhrbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	rote Flüssigkeit
10 °C	pH = 2,01
15 °C	pH = 2,00
20 °C	pH = 2,00
25 °C	pH = 2,00
30 °C	pH = 1,99
35 °C	pH = 1,99
40 °C	pH = 1,98
50 °C	pH = 1,98
60 °C	pH = 1,98