

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1165

Technische Pufferlösung pH 4,01 gefärbt (rot)
pH 4,01 ($\pm 0,02/25$ °C), rückföhrbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	rote Flüssigkeit
10 °C	pH = 4,00
15 °C	pH = 4,00
20 °C	pH = 4,00
25 °C	pH = 4,01
30 °C	pH = 4,01
35 °C	pH = 4,02
40 °C	pH = 4,03
50 °C	pH = 4,06
60 °C	pH = 4,10