

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1167

Technische Pufferlösung pH 7,00 gefärbt (gelb)
pH 7,00 ($\pm 0,02/25$ °C), rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	gelbe Flüssigkeit
10 °C	pH = 7,06
15 °C	pH = 7,04
20 °C	pH = 7,02
25 °C	pH = 7,00
30 °C	pH = 6,99
35 °C	pH = 6,98
40 °C	pH = 6,97
50 °C	pH = 6,97
60 °C	pH = 6,98