

# Technisches Datenblatt

---

**Artikelnr.: 1171**

**Perchlorsäure in wasserfreier Essigsäure 0,1 mol/l (0,1 N)**

6,31 g C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> x 2 H<sub>2</sub>O/l H<sub>2</sub>O = 0,1 N (±0,0002/20 °C)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Farblose Flüssigkeit
Gehalt (potentiometrisch)	0,0998 – 0,1002 N

Version Nr. 2