

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1176

Petroleumbenzin reinst, Ph. Eur. (Siedebereich 40 – 60 °C)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
CAS-Nr.	64742-49-0
Dichte	0,653 g/ml
Schmelzpunkt	-100 °C
Siedebereich	40 – 60 °C
Aussehen der Lösung	entspricht
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Wasser	max. 0,01 %
Benzol (C ₆ H ₆)	max. 0,001 %
Schwefel (S)	max. 0,005 %