

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1342

Natriumnitrit rein
min. 98,0 % NaNO₂

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser bis hellgelber Feststoff
Dichte	2,1 g/cm ³
Schmelzpunkt	280 °C
Siedepunkt	320 °C
Mol.-Gewicht	69,00 g/mol
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,005 %
Chlorid (Cl)	max. 0,02 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,05 %