

# Technisches Datenblatt

---

**Artikelnr.: 1608**

**Kalilauge in Ethanol 0,5 mol/l gemäß Ph. Eur. Kap. 4.2.2 (0,5 N)**

Rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Farblose bis gelblich-bräunliche Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-114,5 °C (Ethanol)
Siedepunkt	78 °C
Genauigkeit	±0,2 %

Version Nr. 2