

# Technisches Datenblatt

## Artikel Nr. 2135

**Formaldehydlösung 4,5 % phosphatgepuffert  
4,0–5,0 % HCHO (stab.)**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

| Parameter                 | Wert                        |
|---------------------------|-----------------------------|
| Aussehen                  | Klare, farblose Flüssigkeit |
| Identität                 | entspricht                  |
| pH (20 °C)                | 7,0–7,4                     |
| Brechungsindex (20 °C)    | 1,330–1,350                 |
| Dichte (20 °C)            | 1,016–1,019 g/ml            |
| Stabilisiert mit Methanol |                             |

Alle Rohstoffe entsprechen dem DAB

**Biozid, BAuA Reg. Nr. N-92163**