

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2200

EDTA Dinatriumsalzlösung 0,01783 mol/l (0,1 N)

Mit einer nach ISO17025 akkreditierten Prüfmethode geprüft.

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Genauigkeit	±0,1 %
Rückführbar auf SRM von NIST	

Version Nr. 2