

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2268

Essigsäure (Eisessig) reinst, DAB, Ph. Eur., BP, Ph. Franç., USP, FCC (min. 99,5 %)
CH₃COOH

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	64-19-7
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	~ 1,05 g/ml
Molare Masse	60,05 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,003 %
Aluminium (Al)	max. 0,00005 %
Arsen (As)	max. 0,0002 %
Kupfer (Cu)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,0002 %
Blei (Pb)	max. 0,0005 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0002 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,0005 %
Reduzierende Substanzen	max. 0,01 %

Version Nr. 2