

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2273

Ethanol absolut reinst, BP, Ph. Eur., USP
min. 99,5 % C₂H₅OH

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-117 °C
Siedepunkt	78 °C
Dichte	0,790–0,793 g/ml
Mol.-Gewicht	46,07 g/mol
Identität (IR)	entspricht
Aussehen der Lösung:	entspricht
Acidität oder Alkalität	max. 30 ppm
Abdampfrückstand	max. 25 ppm
Herkunft (BSE/TSE)	pflanzlich
Rückstände Lösungsmittel (CPMP/ICH/283/95)	entspricht
Wasser (KF)	max. 0,1 %