

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2283

2-Ethoxyethanol zur Synthese (min. 99,0 %)

$C_4H_{10}O_2$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-No	110-80-5
Beschreibung	Farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-100 °C
Siedepunkt	135 °C
Dichte (20 °C)	0,93 g/ml
Molare Masse	90,12 g/mol
Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂)	max. 0,005 %
Wasser	max. 0,2 %