

Technisches Datenblatt

Art-Nr.: 2303

N,N-Dimethylacetamid zur Analyse
min. 99,80 % C₄H₉NO

Für Laboreinsatz geeignet

Parameter	Wert
Aussehen	klare farblose Flüssigkeit
Dichte	0,94 g/ml
Molare Masse	87,12 g/mol
Schmelzpunkt	- 20 °C
Siedepunkt	164 - 166 °C
Gehalt	min. 99,8 %
Wasser (KF)	max. 200 ppm
Freie Säure	max. 80 ppm
Freie Alkali	max. 5 ppm
Eisen (Fe)	max. 50 ppb
Farbe (APHA)	max. 10