


# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2568

**n-Butylacetat reinst (min. 99,0 %)**



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte	0,88 g/ml
Molare Masse	116,16 g/mol
Schmelzpunkt	-76 °C
Siedepunkt	124 - 127 °C
CAS-Nr.	123-86-4
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,001 %
Freie Säure	max. 0,02 %
n-Butanol (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O)	max. 1,0 %
Wasser	max. 0,1 %