


# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2606

Acetylaceton zur Synthese (min. 99,0 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,97 g/cmü
Schmelzpunkt	-23 °C
Siedepunkt	139 °C
CAS-Nr.	123-54-6
Gehalt	(GC, Fl.) min. 99,0 %
Identität (IR)	entspricht