

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 2950

### Phosphat Teststäbchen

0-500 mg/l, 100 Stück, semi-quantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Phosphat-Ionen in Lösungen.

Daten	
Meßbereich	0 - 500 mg/l
Abstufung	0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l
Farbreaktion	Weiß nach dunkelblau
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packungen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

### Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 10 Sekunden in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 3 Minuten warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

### Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, an dem sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.