

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 2955

### Peroxid – Teststäbchen

0-1-3-10-30-100 mg/l, 100 Stück, semiquantitativ

Teststäbchen zum einmaligen Gebrauch für den schnellen, semi-quantitativen Nachweis von Peroxiden in Lösungen.

Parameter	Wert
Meßbereich	0 - 100 mg/l
Abstufung	0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l
Farbverlauf	Weiß nach dunkelblau
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum Geöffnete Packung innerhalb von 3 Monaten verbrauchen

### Anwendungshinweise

1. Indikatorstreifen für 2 Sekunden in die Testlösung tauchen.
2. Überschüssige Lösung abschütteln.
3. 30 Sekunden warten.
4. Die auf dem pH-Streifen erzeugte Farbe mit der Farbkarte vergleichen.

### Lagerungshinweise

Unbenutzte Stäbchen müssen in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese muss gut verschlossen an einem trockenen Ort bei 2 – 8 °C aufbewahrt werden, an dem sie keinen chemischen Dämpfen ausgesetzt ist.