

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 3045

Phosphat Pufferlösung pH 4,50 ($\pm 0,02/25^{\circ}\text{C}$)
Gebrauchsfertiges Dissolutionsmedium
Ph.Eur. konform

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Flüssigkeit
pH Wert	4,5

Bestehend aus CAS 7732-18-5 gereinigtem Wasser, CAS 7778-77-0 Kaliumdihydrogenphosphat.