

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 3060

Kaliumphosphatlösung pH 7,5 ($\pm 0,02/25^{\circ}\text{C}$)
Gebrauchsfertiges Dissolutionsmedium
Ph.Eur. & USP konform

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Flüssigkeit
pH- Wert	7,5

Bestehend aus CAS 7732-18-5 gereinigtes Wasser, CAS 7558-79-4 Dinatriumhydrogenphosphat, CAS 1310-58-3 Kaliumhydroxid.