

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 320

XYLOL ERSATZ FÜR DIE HISTOLOGIE

SPEZIFIKATION

CHEMSOLUTE® Xylol Ersatz ist geeignet für den Einsatz bei Paraffin-Einbettungen, im Eindeckprozess oder zum Entwachsen von Paraffinschnitten.

Das Produkt ist kompatibel mit den meisten hochreinen Lösungsmitteln und auch in automatisierten Systemen einsetzbar.

CHEMSOLUTE® Xylol Ersatz ist geruchsneutral und zeichnet sich durch einen besonders niedrigen Anteil von max. 2 % Aromaten aus. Es ist daher weniger gesundheitsgefährdend.

ZUSAMMENSETZUNG

Gemisch aus Kohlenwasserstoffen C9 - C11 (n-Alkane, Isoalkane)

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Siedepunkt	-130 °C
Flammpunkt	>36 °C
Dichte (20 °C)	0,756-0.791 g/ml
Brechungsindex (20 °C)	1,4250-1,4360

Für Laboreinsatz geeignet.

