

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 399

**Xylol für die Histologie**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

| Parameter                               | Wert                 |
|---|----------------------|
| Aussehen                                | farblose Flüssigkeit |
| Dichte                                  | 0,860–0,875 g/ml     |
| Molare Masse                            | 106,17 g/mol         |
| Siedepunkt                              | 134–143 °C           |
| Flammpunkt                              | ≈ 30 °C              |
| Identität                               | entspricht           |
| Brechungsindex (20°C)                   | 1,491–1,505          |
| Wasser                                  | max. 0,02 %          |
| Benzol (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ) | max. 200 ppm         |