

# Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 769

N,O-Bis(trimethylsilyl)-trifluoracetamid z. A.  
(min. 98,0 %)  $C_8H_{18}F_3NOSi_2$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, gelbliche Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-10 °C
Siedepunkt	45–50 °C
Flammpunkt	29 °C
Molare Masse	257,39 g/mol
Identität	entspricht
Dichte (20 °C)	0,985 g/ml