


## LABSOLUTE® GUKOS

grau

### Eigenschaften:

- Aus Naturkautschuk
- Konisch
- Härte 40° shore A
- Ideale, kostengünstige Abdichtung zwischen Saugflasche und Büchner-Trichter

### Technische Zeichnung / Bild:



### Wertetabelle:

Art. Nr.	Größe	$\phi_a$ mm	$\phi_b$ mm	h mm	s mm
7.690 091	1	21	12	18	2,5
7.690 092	2	27	17	20	3
7.690 093	3	33	21	24	3
7.690 094	4	41	27,5	27	4
7.690 095	5	53	33	34	5
7.690 096	6	68	48	35	5,5
7.690 097	7	78	58	35	6
7.690 098	8	89	66	40	6,5

Th. Geyer GmbH & Co. KG

**Legende zur Wertetabelle:**

Art. Nr.	Artikelnummer
Größe	Größe des Gukos (auf den Gukos eingepresst)
$\varnothing_a$	Oberer Durchmesser des Gukos
$\varnothing_b$	Unterer Durchmesser des Gukos
h	Maximale Höhe des Gukos
s	Maximale Wandstärke des Gukos

***Unter Art. Nr. 7.690 099 ist ein Set erhältlich, welches jede Größe einmal enthält.***

**Revision 1.0, Stand: 10.08.2017**

**Th. Geyer GmbH & Co. KG**