

SCHRAUBKAPPEN, GL32 / GL45, PP

Die LABSOLUTE® Schraubkappen mit Lippendichtung aus Polypropylen (PP) sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- oder Braunglas und alle anderen Laborglasflaschen mit GL 32 oder GL 45 Gewinde. Die Kappen werden in der Standardfarbe Blau und in den modischen Farben Gelb, Grün, Grau und Violett angeboten.



Ihre Vorteile:

- Autoklavierbar bei 121 °C
- Keine zusätzliche Dichtung erforderlich wegen integrierter Lippendichtung

Bezüglich Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Th. Geyer Außendienst oder direkt an pmlabsolute@thgeyer.de.

Art. Nr.	Farbe	Gewinde GL	Menge VE
7 690 391	Blau	32	1
7 690 066	Blau	45	1
7 690 073	Gelb	45	1
7 690 074	Grün	45	1
7 690 075	Violett	45	1
7 690 076	Grau	45	1

Th. Geyer GmbH & Co. KG