

## SCHRAUBKAPPEN & AUSGIEßRINGE, PBT

Die roten LABSOLUTE® Schraubkappen und Ausgießringe aus Polybutylenterephthalat (PBT) sind die ideale Ergänzung für die LABSOLUTE® Laborflaschen aus Klar- und Braunglas und alle anderen Laborglasflaschen mit GL-Gewinde bei speziellen Anwendungen. Die Deckel werden standardmäßig mit einer PTFE-beschichteten Silikondichtung ausgeliefert, die eine Verdunstung auch von leichtflüchtigen Stoffen zuverlässig verhindert.



### Ihre Vorteile

- Temperaturbeständig bis 200 °C
- Sterilisierbar mit Heißluft bei 180 °C
- Lieferung der Kappen inkl. PTFE-beschichteter Silikondichtung

Bezüglich Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Th. Geyer Außendienst oder direkt an [pmlabsolute@thgeyer.de](mailto:pmlabsolute@thgeyer.de).

Art. Nr.	Beschreibung	Gewinde	Menge VE
7 690 393	Schraubkappe	GL32	1
7 690 068	Schraubkappe	GL45	1
7 690 394	Ausgießring	GL32	1
7 690 069	Ausgießring	GL45	1