

LABSOLUTE[®] SCHIKANEKOLBEN

Eigenschaften:

- Aus Borosilikatglas 3.3
- Vier Bodenschikanen
- Gerader Hals für Metallkappen oder GL45 Schraubgewinde
- Erlenmeyerform
- Spülmaschinenfest und autoklavierbar bei 121 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit

Bild:



Hinweise:

Die Metallkappen müssen separat bestellt werden, z. B. von Duran (9 010 482) oder Schütt Biotec (9 231 457).

Die Schikanekolben mit GL45 Schraubgewinde werden inkl. normaler blauer Schraubkappe und Ausgießring geliefert. Membranschraubverschlüsse gibt es als Zubehör z. B. von Duran (6 273 369).

Wertetabelle:

Art. Nr.	V ml	Hals	Ø mm	H mm
7 690 430	100	38 mm	62	117
7 690 431	250	38 mm	82	138
7 690 432	500	38 mm	101	186
7 690 433	1.000	38 mm	129	222
7 690 434	2.000	38 mm	161	282
7 690 441	250	GL45	82	130
7 690 442	500	GL45	101	165
7 690 443	1.000	GL45	129	205
7 690 444	2.000	GL45	161	265

Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr.	Artikelnummer
V	Nennvolumen des Schikanekolbens
Hals	Halsform des Schikanekolbens
D	Maximaler, äußerer Durchmesser des Schikanekolbens am Boden
H	Maximale Höhe des Schikanekolbens

Revision 1.0, Stand: 26.07.2022