

## ANALYSENTRICHTER, PP

Die LABSOLUTE® Analysentrichter aus transparentem Polypropylen (PP) sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich und vor allem für die Filtration und das Abfüllen von niederviskosen Flüssigkeiten geeignet. Die Trichter können mit Standard-Filterpapier bestückt werden. Innere Rippen garantieren eine schnelle Filtration. Äußere Rippen verhindern Lufteinschlüsse unter dem Filterpapier.



### Ihre Vorteile:

- Autoklavierbar bei 121 °C
- Bruchsicher
- Äußerst wirtschaftliche und sichere Alternative zu Glastrichtern
- Geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln

Bezüglich Fragen zur chemischen Beständigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Th. Geyer Außendienst oder direkt an [pmlabsolute@thgeyer.de](mailto:pmlabsolute@thgeyer.de).

Art. Nr.	Ø mm	Länge Stiel mm	für Ø Filter mm
7 692 021	35	52	55
7 692 022	55	61	90
7 692 023	75	80	125
7 692 024	100	99	180
7 692 025	160	151	240

Th. Geyer GmbH & Co. KG