

LABSOLUTE[®] ENGHALS-FLASCHEN

Eigenschaften:

- Aus LDPE
- Lebensmittelecht gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011, sowie 1282/2011 und 1183/2012, sowie Verordnung (EU) 1935/2004
- Temperaturbeständigkeit orientiert sich an der üblichen Beständigkeit von LDPE
- Chemikalienbeständigkeit orientiert sich an der üblichen Beständigkeit von LDPE

Alle Enghals-Flaschen sind naturfarben und werden ohne Deckel ausgeliefert. Verschiedene Verschlüsse sind separat zu bestellen.

Die Flaschen werden u. a. zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten verwendet. Langzeitlagerung von Lebensmitteln bei oder unterhalb von Raumtemperatur ist problemlos möglich. Erhitzung auf verschiedene Temperaturen ist unter Berücksichtigung von festgelegten Zeitfenstern ebenfalls möglich.

Wertetabelle:

Art. Nr.	V ml	Ø1 mm	Ø2 mm	GL	H1 mm
7.696 161	20	32	9	14	57
7.696 162	30	35	9	14	66
7.696 163	50	40	13	18	84
7.696 164	100	45	13	18	102
7.696 165	250	60	18	25	138

Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr.	Artikelnummer
V	Nennvolumen der Flasche
Ø1	Außendurchmesser der Flasche
Ø2	Innendurchmesser des Halses
GL	Gewindegröße
H	Gesamthöhe der Flasche ohne Verschluss

Revision 1.0, Stand: 20.03.2018

Th. Geyer GmbH & Co. KG