

## **LABSOLUTE® VERSCHLÜSSE FÜR ENGHALS-FLASCHEN**

**passend zu LABSOLUTE® Art. Nr. 7.696 161 bis 7.696 165**

### **Eigenschaften:**

- Aus LDPE
- Lebensmittelecht gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011, sowie 1282/2011 und 1183/2012, sowie Verordnung (EU) 1935/2004
- Temperaturbeständigkeit orientiert sich an der üblichen Beständigkeit von LDPE
- Chemikalienbeständigkeit orientiert sich an der üblichen Beständigkeit von LDPE

Alle Verschlüsse sind naturfarben. Die Tropfverschlüsse haben zusätzlich eine rote Schutzkappe, um sowohl die Tropfspitze, wie auch den Inhalt der Flasche vor Verunreinigungen zu schützen.

Die Standardverschlüsse verschließen die Flaschen zu 100 % dicht. Die fein ausgearbeitete Tropfspitze der Tropfverschlüsse gewährleistet ein sauberes und exaktes Dosieren der Flüssigkeiten.

### **Wertetabelle Standardverschlüsse:**

<b>Art. Nr.</b>	<b>GL</b>
7.696 170	14
7.696 171	18
7.696 171	25

### **Wertetabelle Tropfverschlüsse:**

<b>Art. Nr.</b>	<b>GL</b>
7.696 174	14
7.696 175	18
7.696 176	25

### **Legende zur Wertetabelle:**

Art. Nr.      Artikelnummer  
GL            Gewindegröße

**Revision 1.0, Stand: 20.03.2018**

**Th. Geyer GmbH & Co. KG**