

## LABSOLUTE<sup>®</sup> WÄGESCHIFFCHEN aus Borosilikatglas 3.3

### Eigenschaften:

- Aus Borosilikatglas 3.3 gemäß ISO 3585
- Trichterförmig für verlustfreies Überführen des Wägegutes
- Spülmaschinenfest und autoklavierbar bei 121 °C
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Kompatibel mit allen Halsweiten ab NS 10/19

### Bild:



### Wertetabelle:

Art. Nr.	V ml	Ø1 mm	Ø2 mm	L mm
7.696 262	3	8	18	46
7.696 263	6	8	20	60
7.696 264	10	8	22	70

### Legende zur Wertetabelle:

Art. Nr.	Artikelnummer
V	Ungefähres Volumen des Wägeschiffchens
L	Ungefähre Länge des Wägeschiffchens ohne Stiel
Ø1	Durchmesser des Stiels
Ø2	Ungefährer Durchmesser des Körpers des Wägeschiffchens

Revision 1.0, Stand: 11.05.2022