

LABSOLUTE® EINWEGHANDSCHUHE LATEX, PUDERFREI

Artikelnummern: 7.696 911 (S), 7.696 912 (M), 7.696 913 (L), 7.696 914 (XL)

Allgemeine Informationen:

Typ: Einweghandschuh
Beschreibung: Alle notwendigen Informationen sind auf der Spenderbox zu finden.
Ausführung: beidseitig verwendbar, gerade Finger
Material: allergenarmer Naturlatex, pudernfrei (Proteingehalt < 10 µg / g Handschuh)
Farbe: weiß
Innenseite: chloriert, pudernfrei
Außenseite: keine besondere Materialbehandlung
Rand/Oberfläche: Rollrand, texturierte Fingerspitzen
Länge: Ø 240 mm
Dicke (doppelt): Finger mind. 0,24 mm, Fläche mind. 0,20 mm, Rand mind. 0,12 mm
Handschuhweite: durchschnittlich (±10 mm): XS <80 mm, S 80 mm, M 95 mm, L 110 mm, XL >110 mm
Zugkraft (EN 455-2): Ø 6,0 N (innerhalb des Haltbarkeitszeitraums)
Puderrückstand: ≤ 2 mg / Handschuh
Verfügbare Größen: S (6 - 7), M (7 - 8), L (8 - 9), XL (9 - 10)

Lagerung:

Haltbarkeit: 3 Jahre (Haltbarkeitsdatum ist auf der Spenderbox aufgedruckt).
Bedingungen: kühl (nicht über 30 °C), trocken, staubfrei, keiner UV-Strahlung aussetzen, Kontakt mit oxidativen Stoffen vermeiden, nicht neben Fotokopiergeräten lagern.
Sonstiges: Kupferionen können zu Verfärbungen des Handschuhs führen.

Richtlinien und Zertifizierung:

Richtlinien: EU Verordnung (EG) 2016/425 PSA, CE Kategorie III
Normen: EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016/AMD 1:2018, EN 374-2:2014 (AQL-Wert 1,5), EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ISO 2859-1:1999 AMD 1:2011
Hergestellt konform EN 455.
Lebensmittelbereich: 1935/2004

Warnhinweis:

Durch die enthaltenen Substanzen, insbesondere durch Latexproteine, kann es zu allergischen Reaktionen, bis hin zum anaphylaktischen Schock kommen.