

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 804

Seesand mit Säure gereinigt und gegläht z. A.
SiO₂

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	graues Granulat
Dichte	2,66 g/ml
Mol.-Gewicht	60,09 g/mol
Säurelösliches Eisen (Fe)	max. 0,01 %
Säurelösliche Bestandteile	max. 0,15 %
Glühverlust	max. 0,05 %
Chlorid (Cl)	max. 0,005 %
Partikelgröße	0,1–0,3 mm