

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 820

Salzsäure chem. rein 20 %
min. 20,0 % HCl

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte	1,10 g/ml
Glührückstand	max. 0,0005 %
Arsen (As)	max. 0,000005 %
Cadmium (Cd)	max. 0,000001 %
Kupfer (Cu)	max. 0,000005 %
Eisen (Fe)	max. 0,00005 %
Blei (Pb)	max. 0,000005 %
Zink (Zn)	max. 0,0001 %
Ammonium (NH ₄)	max. 0,0003 %
Freies Chlor (Cl ₂)	max. 0,00005 %
Sulfit (SO ₃)	max. 0,0002 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,0001 %