

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 827

Salpetersäure reinst
min. 65,0 % HNO₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-32 °C
Siedepunkt	122 °C
Dichte	1,40 g/ml
Mol.-Gewicht	63,01 g/mol
Arsen (As)	max. 0,0001 %
Calcium (Ca)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,0005 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0001 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,0002 %