

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 1024

**Quecksilber(II)-sulfatlösung für die CSB-Bestimmung
(80 g HgSO₄ + 5,884 g K₂Cr₂O₇/l 10 % H₂SO₄ = 0,12 N)
gem. DIN 38409-H41-1**

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Aussehen	Orange Flüssigkeit
Dichte	1,18 g/ml

Version Nr. 2