

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 11101

**pH-Puffer Nachfüllset pH 7,01**  
**(+/- 0,01/20 °C, gelb) rückführbar auf SRM von NIST**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

Parameter	Wert
Aussehen	10 Vials à 30 ml
Dichte (20 °C)	1,01 – 1,02 g/ml
pH 10 °C	7,04
pH 15 °C	7,02
pH 20 °C	7,01
pH 25 °C	6,98
pH 30 °C	6,97
pH 35 °C	6,96
pH 40 °C	6,95
pH 50 °C	6,95
pH 60 °C	6,95

### Generelle Informationen:

Öffnen Sie die Flasche mit pH-Pufferlösung nur kurz zum Entnehmen einer kleinen Menge für die Kalibrierung. Füllen Sie bereits verwendete pH-Pufferlösung niemals zurück in die Vorratsflasche.

### Lagerung:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.