

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 11102

pH-Puffer Nachfüllset, pH 10,01
(+/- 0,01/20 °C, blau), rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	10 Vials à 30 ml
Dichte (20 °C)	1,01 – 1,02 g/ml
pH 10 °C	10,15
pH 15 °C	10,07
pH 20 °C	10,01
pH 25 °C	9,94
pH 30 °C	9,88
pH 35 °C	9,83
pH 40 °C	9,78
pH 50 °C	9,71
pH 60 °C	9,62

Generelle Informationen:

Öffnen Sie die Flasche mit pH-Pufferlösung nur kurz zum Entnehmen einer kleinen Menge für die Kalibrierung. Füllen Sie bereits verwendete pH-Pufferlösung niemals zurück in die Vorratsflasche.

Lagerung:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.